

MoliCare® Pad 2 Drops P 28 grün
 MoliCare® Pad 3 Drops P 28 türkis
 MoliCare® Pad 4 Drops P 28 lila



Spez.-Nr.: D 3.2428a
 Abteilung: COH-IDT
 Datum: 2018-04-20

1. Allgemeine Produktbeschreibung

MoliCare® Pad ist eine anatomisch geformte Einlage mit Dry Plus Verteiler-Auflage, Ultra Saugschicht, vollflächiger Vliesabdeckung, undurchlässige Außenfolie und mit weichem, elastischen Beinabschluss.

Die Einlagen bieten bestmögliche Sicherheit durch hohe Saugkraft und Speicherleistung und schützen vor Rücknässung. MoliCare® Pad Einlagen lassen sich mit einem breiten Klebestreifen einfach und sicher in der Unterwäsche fixieren und sind besonders diskret zu tragen.

Produkteinstufung: Unsterile Medizinprodukte der Klasse I, gemäß EG-Rahmenrichtlinie

2. Anwendung

MoliCare Pads sind saugfähige Einlagen für die Inkontinenzversorgung von Erwachsenen. Die Produkte sind für den Einsatz bei Blasenschwäche mit mehreren Schweregraden geeignet. Produkte der Absorptionsstufe 4 Drops und höher sind auch für den Gebrauch bei Harn- und Stuhlinkontinenz geeignet.

3. Aufmachung

MoliCare® Pad 2 Drops P 28
 MoliMed® Pad 2 Drops P 28
 MoliMed® Pad 2 Drops P 28

4. Produkteigenschaften

Material:


- Vlies:	Polypropylen Vlies, hydrophil
- Saugkörper (dreilagig):	1. Lage: 100 % elementarchlorfrei gebleichter Zellstoff (Ausnahme 1 Drops) 2. Lage: Zellstoff-/ SAP-Gemisch 3. Lage: <i>Curled Fiber</i> -Verteilerlage, pH 5,5 hautneutral
- Kleber	Hotmelt
-: Elastische Bündchen	Polyurethan Schaumstoff
-: Wäscheschutz	Polyethylen Folie, weiß
- Abdeckung:	Silikonpapier

MoliCare® Pad 2 Drops P 28 grün
MoliCare® Pad 3 Drops P 28 türkis
MoliCare® Pad 4 Drops P 28 lila



Spez.-Nr.: D 3.2428a
Abteilung: COH-IDT
Datum: 2018-04-20

5. Produktskizze



Abmessungen [mm]		2 Drops	3 Drops	4 Drops
Gesamtlänge:	A	265 ± 10	335 ± 10	430 ± 10
Gesamtbreite:	E	112 ± 10	132 ± 10	162 ± 10
Saugkörperlänge:	B	235 ± 10	305 ± 10	395 ± 10
Saugkörperbreite:	F	90 ± 10	112 ± 10	138 ± 10

MoliCare® Pad 2 Drops P 28 grün
MoliCare® Pad 3 Drops P 28 türkis
MoliCare® Pad 4 Drops P 28 lila



Spez.-Nr.: D 3.2428a
Abteilung: COH-IDT
Datum: 2018-04-20

6. Produktanforderungen

Prüfmerkmal:	Dim.	2 Drops	3 Drops	4 Drops
Gesamtgewicht:	[g]	14*±10%*	20*±10%*	36*±10%*

*Toleranz ± 10% (entspricht ± 3 s)

7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem LOT-Code und vorangestelltem Produktionszeitpunkt:
z.B.: 1221046 - **500102822**

Produktionszeitpunkt				LOT-Code				
Tag	Stunde	Minute		Jahr 201X / 202X	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Interner Schlüssel	Kumulierte Prüfziffer
***	**	**	LOT	X	XXX	XX	XX	X

8. Verpackung

MoliCare® Pads sind in Polyethylen - Presspackbeutel verpackt; Transportkartons nach DIN, Palettierung auf Europaletten.

20. April 2018

PAUL HARTMANN AG
- Produktentwicklung SM-PDI -



i.A.
Annette Horn