



# SEIFENCRÈME ROSÉ

## Verkaufseinheiten:

Art. Nr.	VKE/Inhalt	
2117580	Seifencrème rosé SMA 91-1 1 Karton à 12 x 500 ml  geeignet für CWS 500ml-Spender	
2117581	Seifencrème rosé SMA 91-2 1 Karton à 6 x 950 ml  geeignet für CWS 950ml-Spender	
2117582	Seifencrème rosé SMA 91-3 1 Karton à 12 x 500 ml  geeignet für Ingoman 500ml-Euro-Spender	
2117583	Seifencrème rosé SMA 91-4 1 Karton à 6 x 1 Ltr  geeignet für Ingoman 1000 ml-Euro-Spender	
2117584	Seifencrème rosé SMA 91-5 1 Karton à 8 x 750 ml  geeignet für Aquara 750 ml-Spender	
2117586	Seifencrème rosé SMA 91-7 1 Karton à 6 x 1 Ltr  geeignet für Tork/Ecolab 1000 ml-Spender	
2117587	Seifencrème rosé SMA 91-8 1 Kanister à 5 Ltr  geeignet für alle offenen Spendersysteme	
2117588	Seifencrème rosé SMA 91-10 1 Kanister à 10 Ltr  geeignet für alle offenen Spendersysteme	

## Produktdatenblatt



### Einsatzbereich:

- für den Einsatz in Waschräumen jeder Art, z. B. in Gastronomie und Hotellerie, Bahnhöfen, Schulen etc. geeignet

### Produkteigenschaften:

- milde, hochwertige Waschlotion mit ausgezeichneter Waschkraft zur schonenden Handreinigung
- dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst
- alkali- und silikonfrei
- mit rückfettenden Eigenschaften
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- angenehm dezente Duftnote

### Haltbarkeit:

- Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf dem Produkt.

### Inhaltsstoffe (INCI):

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Soyamide DEA, Glycerin, Parfum, Glycol Distearate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Laureth-4, Cocamidopropyl Betaine, Magnesium Nitrate, Methylchloroisothiazolinone, CI 16185, Methylisothiazolinone, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate

### Wichtige Hinweise:

**Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.**

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

**Lagerung:** Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Entsorgung:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.

### Tipp:

CLEAN and CLEVER Seifencrèmes, die für offene Spendersysteme geeignet sind, können auch in unseren CLEAN and CLEVER Seifenspendern eingesetzt werden.

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt
2180549	CLEAN and CLEVER SMART Seifenspender SMA 408 Fassungsvermögen: 1 Ltr	1 Stück (Krt à 30 Stk)
2090913	CLEAN and CLEVER SMART Seifenspender SMA 401 Fassungsvermögen: 500 ml	1 Stück (Krt à 24 Stk)
2090918	CLEAN and CLEVER SMART Seifenspender SMA 402 Fassungsvermögen: 1 Ltr	1 Stück (Krt à 18 Stk)