



**ECOLAB®**

**Produktsortiment** für die  
Steckbeckenaufbereitung

# Ecolab Steckbecken Produktsortiment



**Die LB-Produkte unterstützen die Reinigung und Trocknung in der maschinellen Steckbeckenaufbereitung und zeichnen sich aus durch:**

- Produkte mit sauren und alkalisch eingestellten pH Werten
- Hervorragendes Lösungsvermögen von kalkhaltigen Salzen
- Exzellente Abbindung der Wasserhärte
- Oberflächenaktive Substanzen und Reinigungsmittel, die speziell für die Reinigung von Steckbecken im Steckbeckenspüler geeignet sind
- Effektive Klarspülung und Trocknungsvermögen im Steckbeckenspüler

Bei dem vielfältigen Angebot an Steckbeckenspülern auf dem Markt ist

**SAUER**

**PH**

**Anios LB 30**

**Anios LB 40**



## HINWEISE

Saure Klarspüler zur Behandlung von thermischen Steckbeckenspüler. Hohes Auflösungsvermögen von Kalzium- und Magnesiumsalzen.

### ANIOS LB 30 EIGENSCHAFTEN

#### PH WERT IM KONZENTRAT (BEI 20°C)

ca. 2

#### VISKOSITÄT IM KONZENTRAT

1 mPa.s

#### OBERFLÄCHENSpannung (1%)

30 mN/m

### ANIOS LB 40 EIGENSCHAFTEN

#### PH WERT IM KONZENTRAT (BEI 20°C)

ca. 2.2

#### VISKOSITÄT IM KONZENTRAT

2 mPa.s

#### OBERFLÄCHENSpannung (1%)

30 mN/m



es wichtig, spezifisch formulierte Produkte einzusetzen.

NEUTRAL

ALKALISCH



Anios LB 200



Anios LB 400



## HINWEISE

Sequestrierende Komplexbildner bei niedrigem alkalischen pH-Wert, zum Einsatz in thermischen Steckbeckenspüler. Sequestriervermögen durch Phosphonate. Dispergierende Kraft von Kalziumsalzen. Spüleffekt.

### ANIOS LB 200 EIGENSCHAFTEN

#### PH WERT IM KONZENTRAT (BEI 20°C)

ca. 9,6

#### VISKOSITÄT IM KONZENTRAT

4 mPa.s

#### OBERFLÄCHENSpannung (1%)

73 mN/m

### ANIOS LB 400 EIGENSCHAFTEN

#### PH WERT IM KONZENTRAT (BEI 20°C)

ca. 13,5

#### VISKOSITÄT IM KONZENTRAT

3 mPa.s

#### OBERFLÄCHENSpannung (1%)

63 mN/m

# Weitere Informationen

## PRODUKT SORTIMENT



ARTIKEL	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
1 Anios LB 30	2 x 5 L Kanister	3095960 PZN: 15399143
2 Anios LB 40	2 x 5 L Kanister	3095980 PZN: 15399166
3 Anios LB 200	2 x 5 L Kanister	3096000 PZN: 15399172
4 Anios LB 400	2 x 5 L Kanister	3096050 PZN: 15399195

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

	REINIGER	KLARSPÜLER / ENTKALKUNGSMITTEL
ArjoHuntleigh	LB 400	LB 200
Meiko	LB 400	LB 40
Arcania	LB 400	LB 200
Steelco	LB 400	LB 30
Ken	LB 400	LB 200
France Reval	LB 400	LB 30

## ANWENDUNGSBEREICH

### LB 30 - LB 40

Saurer Klarspüler für die Nutzung in thermischen Steckbeckenspüler.

### LB 200 - LB 400

Sequestrierende Komplexbildner bei niedrigem alkalischen pH-Wert, zum Einsatz in thermischen Steckbeckenspüler. Sequestriervermögen durch Phosphonate. Dispergierende Kraft von Kalziumsalzen. Spüleffekt.

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie die Hinweise zu dem jeweiligem Produkt in der Produktbeschreibung auf dem Etikett.

## INHALTSSTOFFE

Bitte lesen Sie die Hinweise zu dem jeweiligem Produkt in der Produktbeschreibung auf dem Etikett.

## LAGERUNG

Lagerung: zwischen +5°C und +35°C.

## GUTACHTEN

Gutachten können auf Anfrage verschickt werden.

## MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Hinweise zu dem jeweiligem Produkt in der Produktbeschreibung auf dem Etikett.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lille Lezennes  
France

Vertrieb durch:  
**ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41(0)61-466-94-66

**ECOLAB®**

www.ecolab.com